



МЕДТЕХНИКА®

ДЕТАЛИ ДЛЯ КОМПРЕССИОННО-ДИСТРАКЦИОННОГО АППАРАТА ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ «А.Matsu»



1+1



2+2



3+3



4+4

















5+5



6+6

№ п/п	Наименование	Код	Кол-во штук в наборе	
1	Кольцо ротационное $D_{\text{внутр.}}=107$ мм, 36 отв.	MT107	1	
	Кольцо ротационное $D_{\text{внутр.}}=117$ мм, 38 отв.	MT117		
	Кольцо ротационное $D_{\text{внутр.}}=126$ мм, 40 отв.	MT126		
	Кольцо ротационное $D_{\text{внутр.}}=135$ мм, 42 отв.	MT135		
	Кольцо ротационное $D_{\text{внутр.}}=143$ мм, 46 отв.	MT143		
	Кольцо ротационное $D_{\text{внутр.}}=153$ мм, 48 отв.	MT153		
	Кольцо ротационное $D_{\text{внутр.}}=163$ мм, 52 отв.	MT163		
	Кольцо ротационное $D_{\text{внутр.}}=182$ мм, 56 отв.	MT182		
	Кольцо ротационное $D_{\text{внутр.}}=200$ мм, 60 отв.	MT200		
2	Полукольцо простое $D_{\text{внутр.}}=107$ мм, 20 отв.	MP107	6	
	Полукольцо простое $D_{\text{внутр.}}=117$ мм, 21 отв.	MP117		
	Полукольцо простое $D_{\text{внутр.}}=126$ мм, 22 отв.	MP126		
	Полукольцо простое $D_{\text{внутр.}}=135$ мм, 23 отв.	MP135		
	Полукольцо простое $D_{\text{внутр.}}=143$ мм, 25 отв.	MP143		
	Полукольцо простое $D_{\text{внутр.}}=153$ мм, 26 отв.	MP153		
	Полукольцо простое $D_{\text{внутр.}}=163$ мм, 28 отв.	MP163		
	Полукольцо простое $D_{\text{внутр.}}=182$ мм, 30 отв.	MP182		
	Полукольцо простое $D_{\text{внутр.}}=200$ мм, 32 отв.	MP200		
3	Рейка передвижная $L=138$ мм, $S=10$ мм, 2 отв.	MR107.138	4	
	Рейка передвижная $L=147$ мм, $S=10$ мм, 2 отв.	MR117.147		
	Рейка передвижная $L=157$ мм, $S=10$ мм, 2 отв.	MR126.157		
	Рейка передвижная $L=170$ мм, $S=10$ мм, 2 отв.	MR135.170		
	Рейка передвижная $L=181$ мм, $S=10$ мм, 2 отв.	MR143.181		
	Рейка передвижная $L=189$ мм, $S=10$ мм, 2 отв.	MR153.189		
	Рейка передвижная $L=199$ мм, $S=10$ мм, 2 отв.	MR163.199		
	Рейка передвижная $L=216$ мм, $S=10$ мм, 2 отв.	MR182.216		
	Рейка передвижная $L=236$ мм, $S=10$ мм, 2 отв.	MR200.236		
4	Корпус рейки $L=52$ мм, $R_{\text{внутр.}}=63$ мм, 4 отв.	MK107.63	4	
	Корпус рейки $L=52$ мм, $R_{\text{внутр.}}=67$ мм, 4 отв.	MK117.67		
	Корпус рейки $L=52$ мм, $R_{\text{внутр.}}=69$ мм, 4 отв.	MK126.69		
	Корпус рейки $L=55$ мм, $R_{\text{внутр.}}=70$ мм, 4 отв.	MK135.70		
	Корпус рейки $L=55$ мм, $R_{\text{внутр.}}=81$ мм, 4 отв.	MK143.81		
	Корпус рейки $L=55$ мм, $R_{\text{внутр.}}=83$ мм, 4 отв.	MK153.83		
	Корпус рейки $L=55$ мм, $R_{\text{внутр.}}=86$ мм, 4 отв.	MK163.86		
	Корпус рейки $L=75$ мм, $R_{\text{внутр.}}=105$ мм, 4 отв.	MK182.105		
	Корпус рейки $L=75$ мм, $R_{\text{внутр.}}=115$ мм, 4 отв.	MK200.115		

№ п/п	Наименование	Код	Кол-во штук в наборе	
5	Ключ-шестерня L=25 мм, размер под ключ 10 мм, резьба М6	MS1	2	
6	Ключ-шестерня L=31 мм, размер под ключ 10 мм, резьба М6	MS2	8	
7	Планка Г-образная с 1 гладким отв. и 1 резьбовым отв. М6	MY1	8	
8	Кронштейн с резьбовым хвостовиком М6 и 1 гладким отв., L=25 мм, размер под ключ 10 мм	MX1	4	
9	Болт-спицефиксатор	MABC	20	
10	Стержень резьбовой М6, L=60 мм	MC60	8	
	Стержень резьбовой М6, L=80 мм	MC80		
	Стержень резьбовой М6, L=100 мм	MC100		
	Стержень резьбовой М6, L=120 мм	MC120		
	Стержень резьбовой М6, L=150 мм	MC150		
	Стержень резьбовой М6, L=200 мм	MC200		
11	Ключ-барашек размер под ключ 10 мм	MB10	2	
12	Болт М6, L=16 мм	MABO16	50	
	Болт М6, L=30 мм	MABO30	20	
13	Гайка М6	MAM6-10	100	
14	Гайка М6 с буртиком D=13 мм	MAM6-13	2	
15	Ключ универсальный, размер под ключ 10 мм	MASU	2	
16	Ключ рожковый, размер под ключ 10 мм	MASR10	2	
17	Ключ торцевой, размер под ключ 10 мм	MAST10	1	
18	Спицентагиватель	MACH	1	



Кинематические характеристики аппарата



Сборка аппарата



ООО ПТО «МЕДТЕХНИКА»
420095, Россия, г. Казань
ул. Восстания, 100
Тел.: (843) 564-82-27, 557-39-37,
560-57-24, 557-31-09
Факс: (843) 212-57-83
E-mail: medtech@medtech.ru
www.medtech.ru

ООО «Атлантмед»
108811, г. Москва,
поселение Московский,
Киевское шоссе, 22-й км,
домовладение 4, строение 5,
блок Е, офис 411 Е
Тел.: +7 (800) 511-39-70
E-mail: info@atl-med.ru

ТОО «ЭЛЬ-ФАРМ»
050031, г. Алматы,
Пр. Райымбек, дом 496, 10
Тел.: (727) 238-09-49, 230-38-76,
Моб. тел.: +7 705 673 7643
E-mail: elfarm2010@mail.ru,
info@elpharm.kz
www.elpharm.kz